


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Taslウサギポリクローナル抗体 - Q9Hai6

商品番号: CM0024695



前書き

ヒトTASL (CXorf21) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。自然免疫およびTLRシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TASL ウサギpAb
別名	CXorf21; TASL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80231
遺伝子ID	80231
免疫原	ヒトTASL (NP_079435.1) のアミノ酸96〜196番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HAI6
タンパク質分子量	34kDa
配送方法	氷袋