

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tat ウサギポリクローナル抗体 - P17735

商品番号: CM0025313



前書き

ヒトTAT（チロシンアミノトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。50kDa。チロシン代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAT ウサギ pAb
備考/別名	TAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6898
GeneID	6898
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトTAT (NP_000344.1) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17735
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ