


Wb・Elisa用抗Tatdn1ポリクローナル抗体 - Q6PIN9

商品番号: CM0016942



前書き

エキソヌクラーゼ/エンドヌクラーゼ活性を持つ核内デオキシリボヌクラーゼであるヒトTATDN1に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、ELISAでの使用が検証済みです。DNA修復および染色体分離の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TATDN1 ウサギ pAb
備考/別名	CDA11; TATDN1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	83940
GeneID	83940
免疫原	ヒトTATDN1 (NP_114415.1) のアミノ酸1～297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PIN9
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋