


ウェスタンブロット用 抗タウ モノクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0006279



前書き

ヒトタウ（MAPT、79 kDa）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫沈降（IP）、免疫蛍光（IF）、免疫組織化学（パラフィン切片、IHC-P）、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。アルツハイマー病や神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tau ウサギ mAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
種	ヒト
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド - ヒトMAPT（NM_005910.6）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷バッグ