


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tauポリクローナル抗体 - P10636

商品番号: CM0016298



前書き

ヒトTauタンパク質（aa 658-758）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。Tauは、ニューロンの極性と安定性に重要な微小管結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tau Rabbit pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4137
遺伝子ID	4137
免疫原	ヒトTau (NP_058519.3) のアミノ酸658-758内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ