


抗タウウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P10636

商品番号: CM0017268



前書き

ヒトTauタンパク質（MAPT）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。微小管ダイナミクス研究や神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Tau Rabbit pAb
備考／別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	ヒトTau（NP_058519.3）のアミノ酸500-758番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤