


Anti-Tax1Bp3 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14907

商品番号: CM0026341



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用Anti-TAX1BP3ポリクローナル抗体（ウサギ）。ヒトおよびマウスと反応性を示します。Wntシグナル伝達経路の阻害因子であるTax1結合タンパク質3を標的とします。PDZドメインおよびRhoシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAX1BP3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30851
GeneID	30851
免疫原	ヒトTAX1BP3 (NP_055419.1) のアミノ酸1-124に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O14907
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋