


Wb・Elisa用抗Tax1BP3ウサギモノクローナル抗体 - O14907

商品番号: CM0003554



前書き

TAX1BP3 (TIP-

1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTAX1BP3と反応します。Wntシグナル伝達、PDZ相互作用、ウイルス発がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAX1BP3 ウサギmAb
別名	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	30851
GeneID	30851
免疫原	合成ペプチド；ヒトTAX1BP3 (NP_055419.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14907
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤