


抗Tazポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Gzv5

商品番号: CM0027978



前書き

ウサギ由来抗TAZポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。Hippoシグナル伝達、転写調節、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAZ Rabbit pAb
別名	TAZ
種	ヒト
遺伝子ID	25937
免疫原	ヒトTAZ（NP_056287.1）のアミノ酸1-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV5
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤