


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Taz ウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzv5

商品番号: CM0020186



前書き

ヒトTAZ (WWTR1)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。Hippoシグナル伝達および転写調節研究に最適です。 - Q9GZV5。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAZ ウサギ pAb
備考/別名	TAZ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25937
免疫原	合成ペプチド：ヒトTAZ (NP_056287.1) のアミノ酸300-400に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9GZV5
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ