


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用Anti-Taz Rabbit Polymab® - Q9Gzv5

商品番号: CM0011677



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用Anti-TAZウサギ組換えモノクローナル抗体（PolymAb®）。ヒト、マウス、ラットTAZ（WWTR1）、Hippo経路転写共役因子に反応します。臓器サイズ制御および腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TAZ Rabbit PolymAb®
備考/別名	TAZ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25937
遺伝子ID	25937
免疫原	組換えタンパク質；ヒトTAZ (NP_056287.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV5
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ