


WbおよびElisa用Anti-Tbc1D1ポリクローナル抗体 - Q86Ti0

商品番号: CM0025216



前書き

ヒト、マウス、ラットの反応性を持ち、ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたTBC1D1ウサギポリクローナル抗体。133

kDaのバンドを検出します。GLUT4トランスロケーション、グルコース取り込み、および細胞周期制御の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBC1D1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TBC; TBC1; TBC1D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23216
GeneID	23216
免疫原	ヒトTBC1D1 (NP_055988.2) のアミノ酸1069-1168以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86Ti0
タンパク質分子量	133kDa
配送	氷袋