


Wb、If/Icc、Elisa用抗Tbc1D4ポリクローナル抗体 - O60343

商品番号: CM0021901



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ由来抗TBC1D4ポリクローナル抗体。ヒトTBC1D4/AS160を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。糖代謝および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBC1D4 ウサギpAb
備考／別名	AS160; NIDDM5; TBC1D4
種	ヒト
GeneID	9882
免疫原	ヒトTBC1D4 (NP_055647.2) のアミノ酸105～1298番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60343
タンパク質分子量	147kDa
輸送方法	氷袋