

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tbcbポリクローナル抗体 - Q99426

商品番号: CM0015804

前書き

ヒトTBCB（チューブリンフォールディング補因子B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。チューブリンヘテロ二量体の集合に関与する27kDaのタンパク質を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBCB ウサギpAb
別名	CG22; CKAPI; CKAPI; TBCB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1155
GeneID	1155
免疫原	ヒトTBCB (NP_001272.2) のアミノ酸1～244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99426
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤