

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tbccウサギポリクローナル抗体 - Q15814

商品番号: CM0023465

前書き

TBCC（チューブリン特異的シャペロンC）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを認識します。チューブリンフォールディングや網膜生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBCC ウサギ pAb
備考/別名	CFC; TBCC
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6903
免疫原	ヒトTBCC（NP_003183.1）のアミノ酸1〜346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15814
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋