

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tbccd1ポリクローナル抗体 - Q9Nvr7

商品番号: CM0019239

前書き

ヒトTBCCD1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。細胞形状および遊走における中心体とゴルジ体の位置制御の役割を研究する際に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBCCD1 Rabbit pAb
備考/別名	TBCCD1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	55171
GeneID	55171
免疫原	ヒトTBCCD1 (NP_060608.1) のアミノ酸456～557番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVR7
タンパク質分子量	64kDa
配送方法	氷袋梱包