


If-PおよびElisa用 Anti-Tbce ポリクローナル抗体 - Q15813

商品番号: CM0022412



前書き

ヒトTBCE（チューブリン特異的シャペロンE）を標的とするウサギポリクローナル抗体。免疫蛍光パラフィン法とELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。微小管の組織化と神経細胞維持の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TBCE ウサギ pAb
備考/別名	HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6905
GeneID	6905
免疫原	ヒトTBCE (NP_003184.1) のアミノ酸328-527に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q15813
タンパク質重量	59kDa
発送	保冷バッグ