


Wb用抗Tbk1/Nakモノクローナル抗体（Koバリデーション済） - Q9Uhd2

商品番号: CM0012383



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、IP、ELISAでの検証が完了した高特異性ウサギ由来抗TBK1/NAKモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTBK1と反応し、自然免疫、炎症、オートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] TBK1/NAK ウサギmAb
別名	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
種	ヒト
GeneID（ヒト）	29110
GeneID	29110
免疫原	ヒトTBK1/NAK（Q9UHD2）のアミノ酸1～100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHD2
タンパク質分子量	84 kDa
配送方法	保冷剤