


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tbk1/Nakウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhd2

商品番号: CM0030408



前書き

TBK1/NAKに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。自然免疫、炎症、オートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TBK1/NAK Rabbit pAb
備考/別名	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
種	ヒト
GeneID	29110
免疫原	ヒトTBK1/NAK (NP_037386.1) のアミノ酸500-600以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHD2
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋