


WbおよびElisa用Anti-Tbl1Xポリクローナル抗体 - O60907

商品番号: CM0018274



前書き

TBL1X (O60907)

ターゲットのWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTBL1Xを検出します。TBL1XはFボックス様タンパク質であり、プロテアソームを核内受容体にリクルートし、転写制御に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBL1X Rabbit pAb
備考/エイリアス	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBLIX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6907
GeneID	6907
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60907
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋