

Anti-Tbl1Xr1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Bzk7

商品番号: CM0015664



前書き

ヒトTBL1XR1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。核受容体介在性転写およびユビキチン-プロテアソーム経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBL1XR1 Rabbit pAb
備考/別名	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79718
GeneID	79718
免疫原	ヒトTBL1XR1 (NP_078941.2) のアミノ酸120-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZK7
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋