

抗Tbl1Xr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bzk7

商品番号: CM0026697



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗TBL1XR1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのTBL1XR1（遺伝子ID: 79718、SWISS: Q9BZK7）を標的とします。核内受容体の転写調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBL1XR1 ウサギpAb
備考/別名	C21; DC42; IRA1; MRD41; TBLR1; TBL1XR1
種	ヒト
遺伝子ID	79718
免疫原	ヒトTBL1XR1の1-180アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_078941.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BZK7
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスパック