

抗Tbpウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P20226

商品番号: CM0023607



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質抗TBPウサギポリクローナル抗体。
RNAポリメラーゼII開始における重要な転写因子であ
るヒト、マウス、ラットのTATAボックス結合タンパ
ク質を検出します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBP ウサギ pAb
別名	HDL4, TBP1, GTF2D, SCA17, TFIID, GTF2D1, TBP
免疫原種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6908
免疫原	ヒトTBP (NP_001165556.1) のアミノ酸1-100内の合成ペプチド
宿主種	ウサギ
抗体の種類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
UniProt アクセッション番号	P20226
分子量	38kDa
発送方法	保冷剤