

Wb、If-P、Elisa用抗Tbr1モノクローナル抗体 - Q16650

商品番号: CM0003135

前書き

ヒトTBR1 (T-box脳タンパク質1) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。大脳皮質発生および神経発達障害研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBR1 ウサギmAb
備考/別名	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10716
GeneID	10716
免疫原	ヒトTBR1 (Q16650) のアミノ酸1〜100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16650
タンパク質分子量	74 kDa
輸送方法	氷袋梱包