


Wb用 Anti-Tbrg4 ポリクローナル抗体 - Q969Z0

商品番号: CM0023971



前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-TBRG4ポリクローナル抗体（Q969Z0）を提供します。ヒト、マウス、ラットに反応します。ミトコンドリアRNAプロセッシングおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	TBRG4 ウサギ pAb
備考/別名	CPR2; FASTKD4; TBRG4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9238
GeneID	9238
免疫原	ヒトTBRG4 (NP_004740.2) のアミノ酸382-631に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969Z0
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ