

抗Tbx19ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60806

商品番号: CM0017819

前書き

核内Tボックス転写因子であるヒトTBX19（TPIT）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みです。下垂体発生および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX19 Rabbit pAb
備考／別名	TPIT; TBS19; dJ747L4.1; TBX19
対象種	ヒト
GeneID	9095 (ヒト)
免疫原	ヒトTBX19（NP_005140.1）のアミノ酸229-448番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60806
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋梱包