

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Tbx20 ポリクローナル抗体 - Q9Umr3

商品番号: CM0023327

前書き

ヒトTBX20に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。心臓発達研究および転写因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX20 ウサギ pAb
備考/別名	ASD4; TBX20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57057
GeneID	57057
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UMR3
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ