

Wb、Elisa用 抗Tbx21 ウサギポリクローナル抗体 - Q9UL17

商品番号: CM0028528

前書き

TBX21 Rabbit pAbは、ヒトTbetのC末端領域に対して作製されたポリクローナル抗体であり、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのTBX21を認識します。TBX21はTh1細胞分化のマスタートランスクリプションファクターであり、免疫学および自己免疫疾患研究において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX21 Rabbit pAb
備考/別名	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM; TBX21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	30009
遺伝子ID	30009
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL17
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ