

Wb、Elisa用 抗Tbx22 ポリクローナル抗体 - Q9Y458

商品番号: CM0026114

前書き

ヒトTBX22 (Q9Y458)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有します。発生生物学における口蓋形成および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX22 ウサギ pAb
備考/別名	CPX; CLPA; TBXX; ABERS; dJ795G23.1; TBX22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50945
GeneID	50945
免疫原	ヒトTBX22 (NP_058650.1) のアミノ酸291-520に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y458
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ