

Wb、Elisa用 抗Tbx3ウサギポリクローナル抗体 - O15119

商品番号: CM0025941



前書き

ヒトTBX3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
マウスとの交差反応性あり。発生生物学、転写制御、Tボックス因子研究用に設計 - O15119。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX3 ウサギ pAb
備考/別名	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6926
GeneID	6926
免疫原	ヒトTBX3（NP_057653.3）のアミノ酸310-480に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15119
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ