

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Tbx6 ウサギポリクローナル抗体 - O95947

商品番号: CM0020574

前書き

ヒトTBX6（T-box転写因子）に対するアフィニティー精製ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。中胚葉および左右軸研究アプリケーションを対象としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TBX6 ウサギ pAb
備考/別名	SCDO5; TBX6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6911
GeneID	6911
免疫原	ヒトTBX6のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004599.2）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95947
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ