


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tc10/Rhoq モノクローナル抗体 - P17081

商品番号: CM0002752



前書き

TC10/RHOQ（RhoQ）低分子量GTPaseを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。細胞極性、フィロポディア形成、CFTR輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TC10/RHOQ ウサギmAb
備考/別名	ARHQ; TC10; TC10A; RASL7A; HEL-S-42; TC10/RHOQ
種	ヒト
GeneID	23433
免疫原	ヒトTC10/RHOQ（P17081）のアミノ酸100-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17081
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ