

Anti-Tcap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15273

商品番号: CM0025937



前書き

ヒトテレトニン（TCAP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。筋節の組み立て、心筋症、四肢帯型筋ジストロフィーの研究に適しています。ヒトサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCAP Rabbit pAb
備考/別名	TELE; CMD1N; CMH25; T-cap; LGMD2G; LGMDR7; telethonin; TCAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8557
遺伝子ID	8557
免疫原	ヒトTCAP (NP_003664.1) のアミノ酸1-167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15273
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ