

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Tceal モノクローナル抗体 - P23193

商品番号: CM0002279

前書き

ヒトTCEA1（転写伸長因子）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写および遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCEA1 Rabbit mAb
備考/別名	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6917
GeneID	6917
免疫原	ヒトTCEA1 (P23193) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23193
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ