


Wb、Elisa用抗Tcea1ポリクローナル抗体 - P23193

商品番号: CM0013414



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ由来抗TCEA1ポリクローナル抗体。RNAポリメラーゼIIによる停止部位越えの伸長に必須なヒト転写伸長因子S-IIを検出します。転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCEA1 ウサギ pAb
備考／別名	SII; TCEA; TF2S; GTF2S; TFIIS; TCEA1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6917
遺伝子ID	6917
免疫原	ヒトTCEA1 (NP_006747.1) のアミノ酸75～140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング (WB) 、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23193
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤