


## ウエスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン切片）、Elisa用 抗Tceb1 ウサギポリクローナル抗体 - Q15369

商品番号: CM0017069



### 前書き

#### ヒトTCEB1 (Elongin-C)

を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写伸長およびユビキチンリガーゼ複合体の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | TCEB1 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名       | SHH; TCEB1                                              |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 6921                                                    |
| GeneID      | 6921                                                    |
| 免疫原         | ヒトTCEB1 (NP_001191791.1) のアミノ酸1-112に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q15369                                                  |
| タンパク質分子量    | 12kDa                                                   |
| 発送          | 保冷バッグ                                                   |