

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Anti-Tceb2 ポリクローナル抗体 - Q15370

商品番号: CM0015197



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IP、ELISA用にバリデーション済みのAnti-TCEB2ポリクローナル抗体を提供します。転写伸長因子およびユビキチンリガーゼ構成要素であるヒトElongin-Bを標的とします。遺伝子制御およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TCEB2 Rabbit pAb
備考/別名	SIII; TCEB2
種	ヒト
遺伝子ID	6923
免疫原	ヒトTCEB2 (NP_009039.1) のアミノ酸1-118に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15370
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ