

Wb・Elisa用抗Tceb2ウサギモノクローナル抗体 - Q15370

商品番号: CM0006760



前書き

CamelBioは、WBおよびELISA向けに抗TCEB2ウサギモノクローナル抗体（クローン未指定）を供給しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。IVD開発における転写伸長およびユビキチン化研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCEB2 ウサギmAb
備考・別名	SIHI; TCEB2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6923
GeneID	6923
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15370
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤