


Wb、Elisa用Anti-Tcerg1ポリクローナル抗体 - O14776

商品番号: CM0014995



前書き

ヒトTCERG1 (CA150/TAF2S)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。転写伸長調節およびHIV-1 Tat媒介活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCERG1 Rabbit pAb
備考/別名	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10915
遺伝子ID	10915
免疫原	ヒトTCERG1 (NP_006697.2) のアミノ酸550-650領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14776
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋