


Anti-Tcf12 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99081

商品番号: CM0026748



前書き

ヒトTCF12（転写因子12）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのTCF12を認識します。神経細胞分化および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF12 Rabbit pAb
備考/別名	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6938
遺伝子ID	6938
免疫原	ヒトTCF12のアミノ酸443-682を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99081
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスパック