

Wb、Elisa用 抗Tcf1/Tcf7 モノクローナル抗体 - P36402

商品番号: CM0002374

前書き

ヒトTCF1/TCF7 (TCF-1、P36402) に対するウサギモノクローナル抗体。W B、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。T細胞分化およびWntシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	TCF1/TCF7 ウサギ mAb
備考/別名	TCF-1; TCF1/TCF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6932
GeneID	6932
免疫原	ヒトTCF1/TCF7 (NP_003193.2) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36402
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ