

Anti-Tcf1/Tcf7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P36402

商品番号: CM0029034

前書き

TCF1/TCF7に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTCF7（T細胞分化に重要な転写因子）を検出します。免疫検出および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF1/TCF7 ウサギ pAb
備考/別名	TCF-1; TCF1/TCF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6932
GeneID	6932
免疫原	ヒトTCF1/TCF7 (NP_003193.2) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36402
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバック