


抗Tcf3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15923

商品番号: CM0023946



前書き

TCF3 Rabbit

pAbはWBおよびELISAでの使用が検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのTCF3（68 kDa）を認識します。TCF3はB細胞分化および神経発生に関与する転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF3 Rabbit pAb
備考/別名	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6929
免疫原	ヒトTCF3（NP_003191.1）のアミノ酸450～525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロット(WB)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	P15923
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋梱包