


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tcf4ポリクローナル抗体 - P15884

商品番号: CM0022658



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAなどの用途に対応する高品質な抗TCF4ウサギポリクローナル抗体。転写調節、神経分化、TCF4関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF4ウサギpAb
備考/別名	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FEC23; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6925
遺伝子ID	6925
免疫原	ヒトTCF4 (NP_003190.1) のアミノ酸1～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15884
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ