


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tcf4ウサギポリクローナル抗体 - P15884

商品番号: CM0014970



前書き

TCF4ウサギポリクローナル抗体（P15884）は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに対して検証済みです。神経細胞分化および遺伝子調節における転写因子4の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF4ウサギ pAb
備考／別名	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
種	ヒト
遺伝子ID	6925
免疫原	ヒトTCF4（NP_003190.1）のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15884
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ