

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tcf4/Tcf7L2 モノクローナル抗体 - Q9Nqb0

商品番号: CM0002678



前書き

ヒトTCF4/TCF7L2（Wntシグナル伝達転写因子）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。がんおよび幹細胞研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF4/TCF7L2 ウサギ mAb
備考/別名	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6934
GeneID	6934
免疫原	ヒトTCF4/TCF7L2 (Q9NQB0) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NQB0
タンパク質分子量	68 kDa
発送	保冷バッグ