

Wb、Elisa用抗Tcf4/Tcf7L2ポリクローナル抗体 - Q9Nqb0

商品番号: CM0022661



前書き

TCF4/TCF7L2（転写因子7様2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISA用途で使用可能です。がんや上皮幹細胞の維持に関与するWntシグナル伝達系の転写因子であるヒトおよびマウスのTCF4/TCF7L2を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCF4/TCF7L2 ウサギpAb
備考/別名	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6934
GeneID	6934
免疫原	ヒトTCF4/TCF7L2 (NP_001354872.1) のアミノ酸124～188番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQB0
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	保冷剤