

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Tcirg1ウサギモノクローナル抗体 - Q13488

商品番号: CM0006963

前書き

ヒトTCIRG1（V-ATPaseサブユニットa3）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。破骨細胞、免疫調節、pH恒常性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCIRG1ウサギmAb
備考／別名	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10312
遺伝子ID	10312
免疫原	ヒトTCIRG1のアミノ酸1-356に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_006010.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13488
タンパク質分子量	93kDa
輸送	氷袋