

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tcl1ウサギモノクローナル抗体 - P56279

商品番号: CM0008045



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの抗TCL1ウサギモノクローナル抗体。ヒトTCL1（13 kDa）を標的とし、AKTのリン酸化を促進して細胞生存を高めます。白血病・リンパ腫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCL1ウサギmAb
備考／別名	TCL1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8115
遺伝子ID	8115
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTCL1（NP_068801.1）のアミノ酸1～114に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56279
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷バッグ