

Wb、Elisa用抗Tcl1Aポリクローナル抗体 - P56279

商品番号: CM0017057



前書き

ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みのTCL1AウサギpAb。細胞増殖と生存に関与するAKT共活性化因子であるT細胞白血病／リンパ腫タンパク質1Aを標的とします。腫瘍学およびリンパ系研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCL1AウサギpAb
備考／別名	TCL1 ; TCL1A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8115
GeneID	8115
免疫原	ヒトTCL1Aのアミノ酸1～114（NP_001092195.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56279
タンパク質分子量	13 kDa
輸送	保冷バッグ